

ViroSurf^{zero} wipes

Surface Disinfectant Alcohol-free

For the surface disinfection of non-invasive medical devices

INSTRUCTIONS FOR USE

User Tub



Remove cap of dispenser tub



Cut open air tight plastic pouch across the top of the pouch.


Refill Pouch




Refill pouches can be used with or without a tub. For pouches without a ziplock ensure pouch is sealed between use to prevent evaporation.




Cut open air tight plastic pouch across the top of the pouch.




Feed the centre wipe through the hole in the cap and replace. Pull wipe at a 45° angle.




Using a new wipe for each application
wipe objects to be disinfected so that they are completely moistened.




Let the disinfectant take action over a minimum of 30 seconds (to achieve full efficacy leave for 5 minutes), allowing surface moisture to evaporate.
Do not use after expiry date.
For professional use only.



Feed the centre wipe through the hole in the cap and replace. Pull wipe at a 45° angle.



Using a new wipe for each application
wipe objects to be disinfected so that they are completely moistened.



Let the disinfectant take action over a minimum of 30 seconds (to achieve full efficacy leave for 5 minutes), allowing surface moisture to evaporate.
Do not use after expiry date.
For professional use only.





Surface Disinfectant Alcohol-free

Composition

Aqua, Benzyl-C12-18-Alkyldimethyl Chlorides, C12-14-Alkyl[(Ethylphenyl)Methyl] Dimethyl Chlorides, Didecyldimethylammonium Chloride, 2-Propanol (not an active, <1%), Surfactant, Dipropylene glycol monomethyl ether, Polyhexamethylene biguanide hydrochloride, Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium EDTA, Antifoam, Preservative, Aroma.

Use on a wide range of surfaces

Glass - safe on all types of glass
Metal - including aluminium, stainless steel and coated steel
Plastic - including PE, PP, nylon and acrylics
Corian - including other synthetic surfaces



Tested to Standards

EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13704, EN 13624.

Order Codes

VIR0030 - Kit = 1 x dispenser tub & 12 x refills
VIR0055 - Kit = 1 x dispenser tub & 6 x refills
VIR0052 - Refill Pack
VIR0039 - Empty dispenser tub

Each refill pack contains 250 'Extra Value' wipes made from a 21gsm high quality material, each wipe measures 200 x 145mm.

UK WARNING: P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand, P102: Keep out of reach of children. P301+P312: IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. The wearing of protective gloves is recommended. Storage: P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P235: Keep cool. Contraindications. Incompatible materials: Aluminium. Copper. Disposal procedures. Do not discharge liquid into drains or rivers. Do not flush. Non maceratable.



ES Toallitas desinfectantes sin alcohol para superficies. **APLICACIÓN:** 1. Quite la tapa del bote dispensador, 2. Corte la bolsa de plástico hermética por la parte superior, 3. Introduzca la toallita del centro a través del orificio de la tapa y coloque de nuevo la tapa, 4. Tire de la toallita en un ángulo de 45°. Utilice una toallita nueva para cada aplicación, frate los objetos a desinfectar hasta que estén completamente humedecidos. Deje que el desinfectante actúe durante al menos 30 segundos (para conseguir una eficacia total espero 5 minutos). Dejar que se evapore el producto o secar con una toallita limpia. Solo para uso profesional. **ATENCIÓN** P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/Un médico en caso de malaise. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resueta fácil. Seguir aclarando. El uso de guantes de protección se recomienda. Almacenamiento. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P235: Mantener en lugar fresco. Contraindicaciones. Materiales incompatibles: Aluminio. Cobre. Consideraciones relativas a la eliminación. No verter en los desagües ni ríos.



DE Alkoholfreie oberflächen reinigungs - und disinfectionstücher. **ANWENDUNG:** 1. Nehmen Sie den Deckel von der Spenderdose ab; 2. Schneiden Sie den luftdichten Kunststoffbeutel entlang der oberen Kante des Beutels auf; 3. Führen Sie das in der Mitte befindliche Wischtuch durch das Loch im Deckel und setzen Sie ihn wieder auf die Dose; 4. Ziehen Sie das Wischtuch in einem Winkel von 45° heraus. Verwenden Sie für jede Anwendung ein neues Wischtuch und wischen Sie die zu desinfizierenden Objekte so ab, dass sie vollständig befeuchtet sind; lassen Sie dann das Desinfektionsmittel für mindestens 30 Sekunden einwirken (um volle Wirkung zu erreichen, 5 Minuten einwirken lassen), danach trocknen lassen und mit einem sauberen, fusselfreien tuch abwischen. Nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. **ACHTUNG:** P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungstext bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinzen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen. Lagerung. P403+P233: Behälter dicht verschlossen auf einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P235: Kühlen halten. Kontraindikationen. Unverträgliche Materialien: Aluminium, Kupfer. Hinweise zur Entsorgung. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten



NL Alcoholfrije oppervlakken reinigings- en desinfectiedoekjes. **GEBRUIKSAANWIJZING:** 1. Verwijder de dop van het doseerreservoir. 2. Snij de luchtdichte plastic zak open aan de bovenkant van de zak. 3. Steek het centrale doekje door het gat in de dop ter vervanging. 4. Trek het doekje in een hoek van 45°. Gebruik voor iedere toepassing een nieuw doekje en veeg voorover die gedesinfecteerd moeten worden zo in dat ze helemaal bevochtigd zijn. Laat het desinfectiemiddel gedurende minimaal 30 seconden inwerken (voor de volledige werking 5 minuten laten inwerken). Laat de spray verdampen of wrijf droog met een schone tissue. Alleen voor professioneel gebruik. **WAARSCHUWING:** P101: Bij het inwinnen van medisch advies, verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P301+P312: NA INSLINKEN: bij onwel voelen een ANTIGIF-CENTRUM/arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Het dragen van beschermende handschoenen is aan te bevelen. Opslag. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren. Contra-indicaties. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Aluminium. Koper. Instructies voor verwijdering. Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen.



PL Środek dezynfekcyjny do odkażenia powierzchni bez zawartości alkoholu. **SPOSÓB UŻYCIA:** 1. Zdejmij pokrywkę z zasobnika. 2. Przećiąż szczelny worek plastikowy wzdłuż górnej krawędzi. 3. Przeprowadź górną chusteczkę przez otwór w pokrywie i ponownie założyć pokrywkę. 4. Wyciągać chusteczkę pod kątem 45°. Używając nowej chusteczki do każdego elementu, przetrząść obiekty do desinfekcji w taki sposób, aby zostały zasądzane na całej powierzchni. Odczekać co najmniej 30 sekund, aby środek dezynfekcyjny zadziałał (do osiągnięcia pełnej skuteczności zatrzymać 5 minut). Pozwolić, aby dezynfektant wyparował lub wytrzeć czystą chusteczką. Tylko do użytku profesjonalnego. **UWAGA:** P101: Wrazie konieczności zasiegnięcia lekarza należy pojąć jemnię lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P301+P312: BEI PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/lekarem. P305+P351+P338: BEI PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadał płukac. Nosić ręcznik ochronnych jest zalecane. Megazywanie. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P235: Przechowywać w chłodnym miejscu. Przeciwwskazania. Materiały niezgodne: Glin. Miedź. Postępowanie z odpadami. Nie wylewać do kanalizacji lub do rzeki.



HU Alkoholmentes fertőtlenítő kendő. **HASZNÁLAT:** 1. Tépje le a légmentesen zárt műanyag tasak tetéjét. 2. Vézesse át a kendőt az adagolódoboz tetéjéről középen lévő nyíláson, és tegye vissza a fedelét. 3. Hüzza ki a kendőt 45 fokos szögben. 4. Nedvesítse át teljesen a fertőtlenítőt kívánt eszközöt, és hagyja hatni a fertőtlenítőszert 30 másodpercig (a teljes hatékonyság eléréséhez 5 perc szükséges), amíg a felületen lévő nedvesség megszárad. minden alkalmazáskor új kendőt használjon. Törölje át a felületet tisztá kendővel, ha szükséges. A termék kizárálag készít szakember használhatja. **FIGYELEM:** P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungstext bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P312: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinzen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen. Lagerung. P403+P233: Behälter dicht verschlossen auf einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P235: Kühlen halten. Kontraindikationen. Unverträgliche Materialien: Aluminium. Kupfer. Hinweise zur Entsorgung. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten.



SK Na dezinfekciu povrchov neinvazívnych zdravotníckych prístrojov. Navrhnutý špeciálne pre použitie v zdravotníctve a dentálnom prostredí. Obsahuje detergent. **Návod na použitie:** 1. Zložte vrchnák dávkovačej cez tuby do. Odstránim vlopte vzdchotlesné pláštové vrecko pozdĺž vrchné casti vrecka. 2. Do otvoru na vrchnáku zasúňte ušľavu a zatvorte. 4.Uterko vyrážte v 45° uhle. Na čistenie predmetov určených na dezinfekciu použite vždy novú ušľavu. Predmet úplne navlhčte a nechajte dezinfektant pôsobiť najmenej 30 sekund (na dosiahnutie úplnej účinnosti nechajte pôsobiť 5 minút). Nechajte povrch uschnúť alebo ho utrite čistou ušľavou. Len na profesionálnu použitie. **Pozor:** P101: Ak je potrebná lekárskia pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu vrecku. P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P301+P312: PO ZÓŽITI: Pri zdravotníckych problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P305+P351+P338: PO ZASIAHNUŤ OČI: Niekoľko minút ich opatme vysplachujte vodom. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vysplachovať. Nosenie ochranných rukavíc sa odporúča. Skladovanie. P403+P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P235: Uchovávajte v chlade. Kontraindikácie. Nekompatibilné materiály: Hliník. Med. Opatrenia pri zneškodnení. Nevyhodite do kanálov alebo do rieky.



BG Кърпа за дезинфекция на повърхности без алкохол. **Инструкции за употреба:** 1. Свалете капачката (само на потребителя/ку-тия). 2. Отрежете херметичен најлонен плик в горната част. 3. Прокарайте кърпичката през централния отвор на капачката и поставете обратно капачката. 4. Издърпайте кърпичката под ъгъл от 45°. Използвайте нова кърпичка за всяко приложение- ние, избройшите подлежащите на дезинфекция предмети така, че да са напълнени изцяло, и оставете дезинфектанта да подейства в продължение на 30 секунди, докато влага от повърхността се изпари (за постъпление на цялата ефикасност оставате за 5 минути). Оставете повърхността да изсъхне и избройте с чиста кърпа Само за професионална употреба. **Внимание:** P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обхват на деца. P301+P312: ПРИ ПОГЛАДЧАНЕ: при наразилопоявление се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ на лекар. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколко това е възможно. Продължете с използването. Препоръчено е носене на предварителни възможности. Съхранявайте на добре проветриво място. Съдът да се съхранява пълно затворен. P235: Да се държи на хладно. Противопоказания: Мед. Алуминий. Обезреждане на отпадъците. Да не се изпуска в канализацията или реки.

